



safe&care



UMA PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL POR UM FUTURO MAIS VERDE

São cada vez mais evidentes os impactos negativos que o homem provoca na natureza. Agora mais do que nunca, neste período de pandemia do novo coronavírus, é importante criar práticas sustentáveis.

safe&care

MÁSCARA

USO SOCIAL REUTILIZÁVEL 5 LAVAGENS

NÍVEL 3

Máscara reutilizável destinada à promoção da proteção de grupo. Estas máscaras são destinadas a ser usadas pelas pessoas quando deixam as suas casas para deslocações ao seu local de trabalho, escola ou estabelecimentos comerciais, para ajuda na proteção da comunidade.

Nome do fabricante: VIEIRA POCARGIL SA
Endereço: Zona Industrial de S.Martinho do Campo, 4830-102 Povoá Lanhoso
Marca Comercial ou código/Ref.º: PMSLN3 #SAFE&CARE
N.º lote | Mês | Ano de fabrico: LOT1 /MAIO 2020
Composição das matérias-primas: 100% POLIPROPILENO
Identificação do tamanho (criança/adulto): Adulto



FRENTE



AVESSO

safe&care



5 LAVAGENS USO GERAL (NÍVEL 3)



CONFORMIDADE DE CONFEÇÃO

ENSAIO/NORMA: CONFORMIDADE DE CONFEÇÃO / MI

RESULTADOS:

Máscara REF. PMSLN3 - NÍVEL 3

A máscara apresenta conformidade de confecção.



NORMA DE PERMEABILIDADE AO AR E REQUISITOS

ENSAIO/NORMA: PERMEABILIDADE AO AR / EN ISO 9237:1995

RESULTADOS:

valor médio (l/(m².s) ou mm/s): 893

C.V. (%) 5,7

I.C. (95%) ±26,0

REQUISITOS MÍNIMOS:

- Superior ou igual a 350 l/min

NOTA: Os valores de requisitos mínimos são baseados na caracterização de máscaras cirúrgicas certificadas pela norma EN 14683: 2019 TIPO I



NORMA DE AVALIAÇÃO DA RETENÇÃO DE PARTICULAS

ENSAIO/ NORMA: AVALIAÇÃO DA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS / MI 142/00

RESULTADOS:	NÃO TECIDO	MÁSCARA
PRC (superior ou igual a 3 µm) (%) -	81	79
PRC (0,5 µm a 0,7 µm) (%) -	17	14

Máscaras nível 2, tipo I (cirúrgica):

PRC (superior ou igual a 3 µm)

- Superior ou igual a 95%

PRC (0,5 µm a 0,7 µm)

- Superior ou igual a 35%

Máscaras nível 2, para profissionais em contacto com o público:

PRC (superior ou igual a 3 µm)

- Superior ou igual a 90%



NORMA DE TRATAMENTO PRÉVIO

ENSAIO/NORMA: LAVAGEM E SECAGEM DOMÉSTICA / ISO 6330:2012

RESULTADOS:

Máquina de lavar utilizada: Tipo A

Programa de lavagem: 6N (60°C)

Carga total (kg): 2

Detergente utilizado: ECE + Perborato de sódio +TAED

Processo de secagem: Suspensão

Número de ciclos de lavagem e secagem: 5



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de proteção da máscara: 5

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização.

O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.



INSTRUÇÕES DE USO

Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19.

Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>.

A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta.

Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS n.º 019/2020, de 03/04/2020:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
- Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização, caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
- Recomenda-se a utilização da máscara por um período máximo de 4h a 6h por dia e ser lavada.



safe&care

geral@safeandcare.pt

Rua do Parque Industrial nº366

4830-103 Campos PVL

PORTUGAL

T: (351) 253 639 280

FAX: (351) 253 632 600