



safe&care

EM QUALQUER ATIVIDADE OU PROFISSÃO
A SEGURANÇA DEVE SER ENCARADA DE FORMA
SÉRIA E RESPONSÁVEL

EVITE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19

safe&care

BATA VISITANTE DESCARTÁVEL

Utilizado para proteger os visitantes de uma potencial contaminação num ambiente hospitalar.

Nome do fabricante: VIEIRA POCARGIL SA

Endereço: Zona Industrial de S.Martinho do Campo, 4830-102 Povoá Lanhoso

Marca Comercial ou código/Ref.º: BVTNT30 #SAFE&CARE

N.º lote | Mês | Ano de fabrico: LOT1 /MAIO 2020

Composição das matérias-primas: TNT 100% POLIPROPILENO HIDROFÓBICO

Identificação do tamanho (criança/adulto): Único



CARACTERÍSTICAS

TAMANHO: único

COR: branco

NÃO ESTÉRIL





INSTRUÇÕES DE USO

A bata deverá ser manuseada de forma correta.

Seguem instruções recomendadas para o uso correto da bata:

- a)** Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a bata.
- b)** Colocação da bata com a face interna virada para a corpo, e a face externa virada para fora.
- c)** Ajuste da bata ao corpo, tendo em atenção a cobertura dos membros superiores e inferiores e o ajuste adequado nas extremidades, fechando todos os sistemas de ajuste.
- d)** A remoção da bata deve ser feita de forma a não tocar no corpo virando a bata do avesso.
- e)** A bata deve ser descartada para um contentor de resíduos hospitalares adequados.
- f)** Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da bata.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os produtos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardadas de potencial contaminação.

Em caso de defeito ou dano não use o produto, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O produto é de utilização única pelo que deve ser marcado com a frase de aviso: "NÃO REUTILIZAR"



safe&care

geral@safeandcare.pt

Rua do Parque Industrial nº366

4830-103 Campos PVL

PORTUGAL

T: (351) 253 639 280

FAX: (351) 253 632 600