



safe&care

EM QUALQUER ATIVIDADE OU PROFISSÃO
A SEGURANÇA DEVE SER ENCARADA DE FORMA
SÉRIA E RESPONSÁVEL

EVITE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19

safe&care

BATA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL

O fabricante deve fazer acompanhar a bata com folheto contendo informação ao utilizador final, designadamente a informação que permita fazer um uso adequado do mesmo.

Nome do fabricante: VIEIRA POCARGIL SA
Endereço: Zona Industrial de S.Martinho do Campo, 4830-102 Pova Lanhoso
Marca Comercial ou código/Ref.º: BCDP1 #SAFE&CARE
N.º lote | Mês | Ano de fabrico: LOT1 /MAIO 2020
Composição das matérias-primas: 50% POLYESTER 50% POLIPROPILENO
Identificação do tamanho (criança/adulto): Adulto M



CONFORMIDADE DE CONFEÇÃO

ENSAIO/NORMA: CONFORMIDADE DE CONFEÇÃO / MI

RESULTADOS:

Máscara REF. BCDP1 #SAFE&CARE

A bata apresenta conformidade de confecção.





RESISTÊNCIA AO REBENTAMENTO

CUMPRE A NORMA: RESISTÊNCIA AO REBENTAMENTO/ EN ISO 13938-1:1999 -

HÚMIDO

CUMPRE A NORMA: RESISTÊNCIA AO REBENTAMENTO/ EN ISO 13938-1:1999 - SECO

RESISTÊNCIA À ROTURA E ALONGAMENTO

CUMPRE A NORMA: RESISTÊNCIA À ROTURA E ALONGAMENTO (MÉTODO DA TIRA)

EN 29073-3:1992 - HÚMIDO

CUMPRE A NORMA: RESISTÊNCIA À ROTURA E ALONGAMENTO (MÉTODO DA TIRA)

EN 29073-3:1992 - SECO

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA

CUMPRE A NORMA: RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA (PRESSÃO HIDROSTÁTICA) EN ISO 811:2018

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO BACTERIANA

CUMPRE A NORMA: RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO BACTERIANA - DISPOSITIVOS MÉDICOS / ISO 22610:2006



INSTRUÇÕES DE USO

A bata deverá ser manuseada de forma correta.

Seguem instruções recomendadas para o uso correto da bata:

- a)** Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a bata.
- b)** Colocação da bata com a face interna virada para a corpo, e a face externa virada para fora.
- c)** Ajuste da bata ao corpo, tendo em atenção a cobertura dos membros superiores e inferiores e o ajuste adequado nas extremidades, fechando todos os sistemas de ajuste.
- d)** A remoção da bata deve ser feita de forma a não tocar no corpo virando a bata do avesso.
- e)** A bata deve ser descartada para um contentor de resíduos hospitalares adequados.
- f)** Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da bata.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os produtos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardadas de potencial contaminação.

Em caso de defeito ou dano não use o produto, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O produto é de utilização única pelo que deve ser marcado com a frase de aviso:

“NÃO REUTILIZAR”



safe&care

geral@safeandcare.pt

Rua do Parque Industrial nº366

4830-103 Campos PVL

PORTUGAL

T: (351) 253 639 280

FAX: (351) 253 632 600